



Ozonit®

Disinfettante e candeggiante concentrato

Presidio Medico Chirurgico (Reg. n° 14160)

- Disinfettante specificatamente studiato per tessuti
- Esercita un'azione biocida ad ampio spettro
- Elimina qualunque tipo di macchia (anche la Clorexidina) già alle basse temperature
- Migliora la brillantezza del bianco rispettando le fibre
- Utilizzabile con qualsiasi tipologia di tessuto (anche colorati)
- È compatibile con l'ambiente e contiene sostanze biodegradabili



MODALITÀ D'USO

Ozonit può essere utilizzato per tutte le tipologie di tessuto, anche colorati.

Temperatura di lavaggio consigliata: 40-60° C.

Ozonit è appositamente formulato per sistemi di dosaggio automatici e deve essere utilizzato con i dosatori di lavanderia Ecolab.


DOSAGGI CONSIGLIATI

Aggiungere in fase di lavaggio 4-12 g/kg di Ozonit in base al livello di sporco ed alle condizioni di lavaggio.

Lo specialista Ecolab definirà il processo di lavaggio ed il sistema di dosaggio ottimale alle vostre specifiche esigenze.

VALORE pH

Soluzione 100%



SICUREZZA

Solo per uso professionale.

Per ulteriori informazioni ed indicazioni di sicurezza, vedere l'etichetta e la scheda di sicurezza.

FORMATO

Canestro 22,6 kg

CODICE

904973

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto nella confezione originale ad una temperatura compresa tra -20 e 30°C.